

NOUVEAU

waterpik®

ENHANCE 21

21 jours pour rendre le nettoyage interdentaire automatik®

21 jours : c'est le temps qu'il faudrait à notre cerveau pour ancrer une nouvelle habitude dans notre routine quotidienne. Se mettre au running, diminuer sa consommation de sucre, s'adonner au miracle morning ou à la méditation... ? S'astreindre tous les jours à répéter un nouveau rituel et tenir pendant 21 jours, permettrait donc de tenir ses bonnes résolutions.

Partant de ce principe et sachant que 80% de leurs patients sont touchés par la gingivite selon les dentistes et que 70 à 85% des 60-65 ans souffrent de parodontie (des affections provoquée justement par la présence de plaque dentaire sur les dents) que Waterpik®, précurseur et leader mondial des hydropulseurs, a développé ENHANCE 21, un nouveau modèle spécialement conçu pour aider les Français à intégrer le nettoyage interdentaire dans leur routine quotidienne de soin buccodentaire.

En effet, aujourd'hui, seul 10% de la population française utilise du fil dentaire, des brossettes ou un hydropulseur pour nettoyer les espaces que le brossage ne permet pas d'atteindre. Pourtant, il suffirait d'accompagner le double brossage quotidien par 1 minute de nettoyage interdentaire avec Waterpik® pour diminuer drastiquement les problèmes de gencives / parodontie (saignements, déchaussement dentaire...).

**21 jours pour rendre le nettoyage interdentaire automatik avec waterpik.
Challenge accepted !**

waterpik®

Enhance 21

Créé en 1962 par un dentiste et un ingénieur hydraulique, l'hydropulseur Waterpik® utilise la technologie PRECISIONPULSE® qui associe pression de l'eau et entre 1 100 et 1 900 pulsations par minute pour déloger les débris entre les dents. Cette technologie hydraulique qui repose sur plus de 80 études prouvant son efficacité, nettoie en profondeur entre les dents et sous le sillon gingival, éliminant ainsi les bactéries néfastes et les débris que le brossage et le fil dentaire traditionnels ne peuvent pas atteindre.

Le nouveau modèle **ENHANCE 21 Waterpik®** propose toute l'efficacité prouvée de la technologie **PRECISIONPULSE® Waterpik®** dans un format compact, sans fil, waterproof (pratique pour un usage sous la douche) et à prix tout doux pour des dents plus blanches et des gencives saines.

Bon à savoir

- L'hydropulseur s'utilise **AVANT le brossage** afin de ne pas éliminer le fluor protecteur laissé par le dentifrice après le brossage.
- Il est possible d'**ajouter des solutions de bain de bouche** dans le réservoir de son hydropulseur Waterpik®.

NOUVEAU
Waterpik®
hydropulseur
ENHANCE 21
64€95

2 embouts
classiques

64€95.
Un prix mini pour
une maxi efficacité

2 fois plus efficace que
le fil dentaire pour réduire les
saignements gingivaux**

Réserve d'eau
d'une **capacité**
de **45 secs.**

2 niveaux
de pression réglables

Plus de **700** brevets
dans le monde et plus de **80**
études indépendantes



Recommandé par
@dr.mahmoudmb

*" Ça, c'est de la
magie, s'il y a un truc
que je peux vous
recommander, c'est
l'hydropulseur. "*



* Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. Compend Contin Ed Dent 2009; 30 (Suppl 1):1 - 6.
** Rosema NAM et al. The effect of different interdental cleaning devices on gingival bleeding. J Int Acad Periodontol 2011; 13(1):2-10. Des

En pharmacies et sur www.waterpik.fr